

PRESTIGE MONOPHASE



Prestige Monophasе – полівінілсилоксановий гідрофільний відбитковий матеріал середньої в'язкості (звичайної консистенції) текучий для нанесення безпосередньо на підготовлені ділянки або у якості матеріалу однотипної в'язкості. Тиксотропний, гідрофільний, має ідеальне співвідношення між робочим часом та часом твердіння, високу точність передачі деталей, підвищену розмірну стабільність.

ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт є ідеальним для зняття усіх видів відбитків, що використовуються для виготовлення знімних та незнімних протезів, а також ортодонтичних

конструкцій, конструкцій з брекетами, тимчасових конструкцій і т.п.

Призначений для використання лише в стоматології.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ISO 4832 / ADA 19	Тип 2 Звичайна консистенція
Співвідношення база-каталізатор	1:1
Робочий час*	2хвилини
Час твердіння в порожнині рота*	3 хвилини30 секунд
Час твердіння*	5 хвилини30 секунд
Деформація при стисканні	3%– 5%
Відновлення форми	>99.5%
Стабільність розмірів протягом 24 годин	<-0.20%
Твердість за Шором (А)	50
Колір	Зелений

*Відлік вказаних вище часових параметрів співпадає з початком змішування при температурі23°C (73° F). Вища температура прискорює процес, нижча – уповільнює його.

ПІДГОТОВКА ДИСПЕНСERA – ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Повністю відтягніть назад плунжер диспенсера, піднявши розташований знизу чорнийзвільняючий важіль.
- Підніміть фіксатор картриджа на диспенсері.
- Встановіть картридж V-подібним пазом на його фланці донизу. В такому випадку фіксатор маєопуститись без зусиль.
- Після того, як картридж було встановлено на диспенсер, перевірьте ковпачок на чвертьоберту. Зніміть його, застосувавши адекватне зусилля. Не викидайте ковпачок.
- Переконайтеся, що обидва компоненти (базовий матеріал та каталізатор) рівномірновидавлюються з картриджа. Для цього злегка натисніть на ручку диспенсера, видавившинезначну кількість матеріалу. Після цього ретельно очистіть носики картриджа.
- Міцно приєднайте змішувальну насадку, сумістивши V-подібний паз на кольоровому обідку змішувальної насадки з відповідною позначкою на картриджі. Далі, застосовуючи деяке зусилля саме до кольорового обідка насадки, а не до частини, в якій відбувається змішування двох компонентів, поверніть її на чверть оберту.
- Тепер пристрій готовий до застосування; видавлюйте матеріал, натискаючи на ручку диспенсера з невеликим зусиллям.
- Після використання зніміть насадку та встановіть на місце ковпачок, як описано вище.
- Для установки нового картриджа дотримуйтесь вище наведених вказівок від самого початку.

Відбитки, зняті Prestige Monophasе, можна покривати сріблом або міддю у ванночках длягалванізації.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ВІДБИТКА

Після зняття відбитку його потрібно дезінфікувати для повного видалення дрібних часточокматеріалу та слини. Це можна робити, зануливши його в 2% розчин глютаральдегіду, 0,5% розчин гіпохлориту натрію або інший спеціально для цього призначений продукт. Відбиток може залишатися зануреним у дезінфікуючий розчин протягом 30 хвилин – 1 години; при цьому ніяких деформацій не відбувається.

ВІДЛИВАННЯ МОДЕЛЕЙ

Відливати модель рекомендується не раніше, ніж через 1 годину після полімеризації. Стабільність розмірів відбитку зберігається протягом 7 днів. Матеріали серії Prestige сумісні з усіма високоякісними стоматологічними гіпсами, наявними на ринку.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте відбитки при кімнатній температурі. Гарантований термін придатності продукту – 36 місяців від дати виробництва за умови правильного зберігання. Зберігайте продукт в прохолодному сухому місці при температурі 4°C – 28°C (39°F – 82°F) у герметично закритому контейнері. Тримайте подалі від джерел тепла, іскор та відкритого полум'я.

Термін придатності вказаний для продукту, що зберігається саме в нерозкритій оригінальній упаковці виробника.

Номер партії і термін придатності зазначені на кожній індивідуальній упаковці. У випадку виникнення будь-яких проблем цю інформацію необхідно повідомити постачальнику для точної та швидкої ідентифікації продукту.

ВАЖЛИВО: Не використовуйте продукт після закінчення терміну його придатності.

УВАГА

- Уникайте контакту очей та шкіри з каталізатором.
- У випадку контакту зі шкірою ретельно промийте відповідну ділянку водою з милом.
- У випадку контакту з очима ретельно промийте їх водою та зверніться до лікаря.
- Еластомерні матеріали – хімічно стійкі, тому не допускайте їх потрапляння на одяг, в томучислі і на лабораторний спецодяг.

УПАКОВКА

Код продукту/Опис	055010 — 100 мл (база 50 мл + каталізатор 50 мл) +2 змішувальні насадки
	055210 — 100 мл (база 50 мл + каталізатор 50 мл)
	055410 — 10 картриджів по 50 мл кожний

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A 50012 GRASSINA (FI) – ITALY Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697

E-mail : info@vanninidental.com www.vanninidental.com



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua