

PROTESIL ELASTIC RAPID

ProtesilElasticRapid— це надзвичайно еластичний альгінатний відбитковий матеріал, що характеризується високою точністю передачі ортодонтичних деталей.

Продукт відповідає положенням стандартів ISO 1563 та ADA 18.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Альгінатний матеріал швидкого твердіння
- Особливий склад, що виключає утворення пилу під час роботи
- Простота виймання відбитку без деформацій
- Оптимальна сумісність зі стоматологічними гіпсами
- Зручна консистенція
- Пригнічення слиновиділення
- Не містить токсичних речовин



ЗАСТОСУВАННЯ

ProtesilElasticRapidпоказаний для зняття усіх видів звичайних відбитків, що використовуються для виготовлення ортодонтичних конструкцій та знімних стоматологічних протезів.

Призначений для використання лише в стоматології.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Час замішування*	30 секунд
Робочий час*	1 хвилина 10 секунд
Час твердіння в порожнині рота*	1 хвилина
Час твердіння*	2 хвилини 10 секунд
Відновлення форми	99%
Міцність на стискання(ISO1563)	1,4МПа
Залишкова деформація (ISO1563)	11,5%
Колір	Природний рожевий
Смак	Полуничний

*Зазначений час рахується від початку замішування матеріалу при температурі 23°C (73°F). Вищі температури скорочують робочий час, а низькі температури збільшують. Вищевказаний робочий час зазначений з розрахунку, що використовується дистильована вода; однак значної різниці при використанні звичайної води з крана не спостерігається.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Перед тим, як відкрити пакет з матеріалом, струсніть та поплескайте його декілька разів для того, щоб дрібні часточки пилу, які, зазвичай, осідають під час транспортування та зберігання, рівномірно розподілилися в матеріалі. Це забезпечить ідеальні кінцеві результати.

ДОЗУВАННЯ

Частковий відбиток	Одна мірна ложка порошку, заповнена без «гірки» (10 г) + одна мірна ложка води (21 мл)
Повний відбиток	Дві мірні ложки порошку, заповнені без «гірки» (20 г) + дві мірні ложки води (42 мл)

Для більших відбитків порції порошку та води можна збільшити пропорційно, дотримуючись такого ж співвідношення.

Важливо: при заборі порошку мірною ложку не набирайте занадто багато порошку та не втрамбовуйте його. Набирайте порошок легким рухом та знімайте надлишок до рівня обідку ложки з допомогою шпателя для змішування.

За потреби отримання густішої чи більш рідкої суміші використовуйте, відповідно, трохи менше або більше води.

Механічне замішування: Час замішування / твердіння дещо скорочується при замішуванні механічними засобами. Дотримуйтесь вказівок виробника пристрою для механічного замішування щодо тривалості замішування (приблизно 9 секунд).

Увага: оскільки той шар відбиткового матеріалу, який знаходиться ближче до слизової оболонки порожнини рота, твердіє дещо швидше, ніж той, який контактує з відбитковою ложкою, важливо підтримувати незначний, але рівномірний тиск на ложку впродовж періоду твердіння матеріалу до повного його застигання. В протилежному випадку внутрішній натяг та напруження в матеріалі спричинять спотворення відбитку після виведення його з порожнини рота та, як наслідок, неточність відлитої моделі.

Виведіть відбиток з порожнини рота та змийте з нього проточною холодною водою слину та дрібні частинки матеріалу, які можуть завадити отриманню ідеального результату.

ВІДЛИВАННЯ МОДЕЛІ

Відливати модель рекомендується одразу після виведення відбитку з порожнини рота. Якщо це неможливо, обгорніть відбиток вологою серветкою та зберігайте в герметично закритому поліетиленовому пакеті, щоб звести до мінімуму ризик зміни його первісних розмірів.

Попри те, що відбиток, виготовлений з ProtesilElasticRapid, залишається стабільним тривалий час, все-таки відливати модель рекомендується протягом 48 годин після зняття відбитку. ProtesilElasticRapid сумісний з усіма високоякісними стоматологічними гіпсами.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте відбиток при кімнатній температурі. Матеріал ProtesilElasticRapid придатний протягом 36 місяців від дати виготовлення, при належному зберіганні. Необхідно зберігати в герметично закритому контейнері, в прохолодному сухому місці при температурі 4°C – 28°C (39°F – 82°F). Тримайте подалі від джерел тепла, іскор або полум'я. Термін придатності вказаний для продукту, що зберігається саме в нерозкритій оригінальній упаковці виробника.

Серійний номер партії та термін придатності вказано на кожній окремій упаковці товару. У випадку виникнення будь-яких проблем цю інформацію необхідно повідомити постачальнику для точної та швидкої ідентифікації продукту.

ВАЖЛИВО: Не використовуйте продукт після закінчення терміну придатності.

УПАКОВКА

Код товару/Опис 005002 – картонна упаковка, що містить 12 пакетів по 500 г

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

ViadiCampigliano 55/A 50012 GRASSINA (FI) – ITALY Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697

E-mail: info@vanninidental.com www.vanninidental.com



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв. 2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua