

CLIP algin

CLIP algin— альгінатний відбитковий матеріал, що характеризується високою точністю передачі деталей та еластичністю. Продукт відповідає положенням стандартів ISO 1563 та ADA 18, і призначений для використання лише в стоматології.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Альгінатний матеріал швидкого твердіння
- Висока точність передачі деталей та еластичність
- Особливий склад, що виключає утворення пилу під час роботи
- Простота виймання відбитку без деформацій
- Оптимальна сумісність із стоматологічними гіпсами
- Зручна консистенція
- Пригнічення слиновиділення
- Не містить токсичних речовин
- Колір: зелений.
- Смак: свіжий.

ПОКАЗАННЯ

CLIP alginпоказаний для зняття усіх видів звичайних відбитків, що використовуються для виготовлення зубних протезів, ортодонтичних конструкцій, навчальних моделей і т.п.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Час замішування* –фіолетова фаза	30 секунд
Робочий час*	1 хвилина 10 секунд
Час твердіння порожнині рота*	1 хвилина
Час твердіння*	2 хвилини 10 секунд
Відновлення форми	99%
Міцність на стискання(ISO1563)	1,6МПа
Залишкова деформація (ISO1563)	11,5%
Колір	Зелений
Смак	Свіжий

*Зазначений час рахується з фази замішування матеріалу при температурі 23°C (73°F). Вищі температури скорочують робочий час, а низькі температури збільшують. Вищевказаний робочий час зазначений з розрахунку, що використовується дистильована вода; однак значної різниці при використанні звичайної води з крана не спостерігається.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Перед тим, як відкрити пакет із матеріалом, струсніть та поплескайте його декілька разів для того, щоб дрібні часточки пилу, які, зазвичай, осідають під час транспортування та зберігання, рівномірно розподілилися в матеріалі. Це забезпечить ідеальні кінцеві результати.

ДОЗУВАННЯ

Частковий відбиток	Одна мірна ложка порошку, заповнена без «гірки» (10 г) + одна мірна ложка води (21 мл)
Повний відбиток	Дві мірні ложки порошку, заповнені без «гірки» (20 г) + дві мірні ложки води (42 мл)

Для більших відбитків порції порошку та води можна збільшити пропорційно, дотримуючись такого ж співвідношення.

Важливо: при заборі порошку мірною ложку не набирайте занадто багато порошку та не втрамбовуйте його. Набирайте порошок легким рухом та знімайте надлишок до рівня обідка ложки за допомогою шпателя для змішування.

За потреби отримання густішої чи більш рідкої суміші використовуйте, відповідно, трохи менше або більше води.

ЗАМІШУВАННЯ

Змішуйте відмірені порції порошку й води температурою 23°C в чашці для замішування альгінатів.

Механічне замішування: Час замішування / твердіння дещо скорочується при замішуванні механічними засобами. Дотримуйтесь вказівок виробника пристрою для механічного замішування щодо тривалості замішування (приблизно 9 секунд).

ЗНЯТТЯ ВІДБИТКУ

Попросіть пацієнта сполоснути порожнину рота теплою водою. Введіть заповнену відбиткову ложку в порожнину рота та встановіть її в правильному положенні; прослідкуйте, щоб м'які тканини порожнини рота правильно змодельовали краї відбиткового матеріалу. Під час твердіння матеріалу до моменту його застигання, яке відбудеться за одну хвилину, важливо підтримувати невеликий, але рівномірний тиск на відбиткову ложку.

Увага: оскільки той шар відбиткового матеріалу, який знаходиться ближче до слизової оболонки порожнини рота, твердіє дещо швидше, ніж той, який контактує з відбитковою ложкою, важливо підтримувати незначний, але рівномірний тиск на ложку впродовж періоду твердіння матеріалу до повного його застигання. В протилежному випадку внутрішній натяг та напруження в матеріалі спричинять спотворення відбитку після виведення його з порожнини рота та, як наслідок, неточність відлитої моделі.

Виведіть відбиток з порожнини рота та змийте з нього проточною холодною водою слину та дрібні частинки матеріалу, які можуть завадити отриманню ідеального результату.

ВІДЛИВАННЯ МОДЕЛІ

Відливати модель рекомендується одразу після виведення відбитку з порожнини рота. Якщо це неможливо, обгорніть відбиток вологою серветкою та зберігайте в герметично закритому поліетиленовому пакеті, щоб мінімізувати ризик зміни його первісних розмірів.

Незважаючи на те, що відбиток, виготовлений з CLIP algin, залишається стабільним тривалий час, все-таки відливати модель рекомендується протягом 48 годин після зняття відбитку. CLIP algin сумісний з усіма високоякісними стоматологічними гіпсами.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте відбиток при кімнатній температурі. Матеріал CLIP algin придатний протягом 36 місяців від дати виготовлення, при належному зберіганні. Необхідно зберігати в герметично закритому контейнері, в прохолодному сухому місці при температурі 4-28°C (39-82°F). Тримайте подалі від джерел тепла, іскор або полум'я. Термін придатності вказаний для продукту, що зберігається саме в нерозкритій оригінальній упаковці виробника.

Серійний номер партії та термін придатності вказано на кожній окремій упаковці товару. У випадку виникнення будь-яких проблем його необхідно повідомити постачальнику для ідентифікації товару.

ВАЖЛИВО: Не використовуйте продукт після закінчення терміну придатності.

УПАКОВКА

КОД товару/Опис	002020 – картонна упаковка, що містить 24 пакети по 453 г
	002025 – картонна упаковка, що містить 300 пакетів по 18 г

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via diCampigliano 55/A- 50012GRASSINA (FI)– ITALY Tel. +39055/644698 Fax +39055/644697

E-mail: info@vanninidental.com www.vanninidental.com



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua