

PROTESIL LABOR C- SILICONES

SP – INSTRUCCIONES DE USO

USO PREVISTO

Siliconas de condensación para el laboratorio dental.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Protesil Labor - Polisiloxano para mezclar con catalizador Protesil catalizador gel LAB, caracterizado por una buena dureza final (80 Shore A), alta estabilidad dimensional, alta capacidad para reproducir detalles y resistencia a la deformación.

Protesil catalizador gel LAB - catalizador para siliconas de condensación (polisiloxanos) desarrollado solo para el laboratorio dental.

CAMPOS DE USO

- Máscaras para la ejecución de productos protésicos provisionales; Adición o sustitución de elementos en prótesis totales o esqueletizadas.
- Máscaras gingivales extraíbles.
- Contramolde parcial en mufla para prótesis parciales o totales.
- Bloqueo en reparación de prótesis.
- Llave de registro de mordida para posicionamiento en articulador.
- Duplicación de modelos de escayola y prótesis totales, sin utilizar aislantes.
- Soporte para el procesamiento de resinas compuestas fotopolimerizables.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- **No apto para uso en pacientes dentales.** No usar en combinación con siliconas para toma de impresiones dentales.
- Se recomienda utilizar **guantes de protección y ropa de trabajo.**
- **No ingerir.** En caso de ingestión consultar a un médico inmediatamente.
- Durante la mezcla, el producto puede desprender vapores con el característico olor a alcohol, evitar la inhalación.
- **Evite el contacto directo del catalizador con la piel y los ojos.** En caso de contacto accidental con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua.
- En caso de contacto accidental con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si durante el uso del gel catalizador Protesil LAB se presentan irritaciones, enrojecimiento u otros signos de hipersensibilidad, suspenda su uso y comuníquese con un médico.
- **Antes de abrir el tubo del catalizador, homogeneícelo con los dedos.**
- **CUANDO UTILICE EL CATALIZADOR POR PRIMERA VEZ, ELIMINE EL EXCESO DE LÍQUIDO.**
- El catalizador es sensible a la humedad; Se recomienda cerrar el tubo de catalizador inmediatamente después de la extrusión del material para evitar la obstrucción de la boquilla.
- Utilizar el producto a temperatura ambiente 23°C/73°F (temperaturas elevadas reducen el tiempo de trabajo, temperaturas bajas lo aumentan).
- Dosis más altas de catalizador aumentan la variación dimensional lineal del material.
- Evite el contacto con la ropa porque el catalizador deja manchas indelebles.
- El producto y el embalaje deben eliminarse de acuerdo con las normativas locales vigentes.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

El uso del Protesil catalizador gel LAB está previsto solo en conjunto con Protesil Labor.

El uso de Protesil Labor está previsto en combinación con el Protesil catalizador gel LAB.

Dosis:

- Tome la cantidad necesaria de Protesil Labor con la cuchara medidora y extiéndala en la palma de su mano (nota: la cuchara medidora debe estar llena y A ras) (Fig.1).
- Imprima el borde de la cuchara medidora en la masa tantas veces como cucharas medidoras haya dosificadas. Por cada cucharada dosificada, extienda dos tiras de Protesil catalizador gel LAB de la misma longitud que la cuchara medidora, igual a 4 cm (Fig. 2).

Mezcla / uso:

- Mezclar la masa con las yemas de los dedos doblándola sobre sí misma varias veces, hasta obtener un color homogéneo sin rayas, alrededor de 30 segundos (Fig. 3).
- Luego comience a dar forma a la masa según sea necesario. El tiempo de procesamiento, incluida la mezcla, es de aproximadamente 2 minutos (Fig. 4).
- El endurecimiento tarda unos 6 minutos (Fig. 5).

ALMACENAMIENTO Y GARANTIA

Todos los productos están garantizados por un período de 3 años a partir de la fecha de fabricación si se almacenan correctamente entre 5 y 27 ° C (41-80 ° F), lejos de Luz solar directa.

Almacene el Protesil catalizador gel LAB entre 5 y 27 ° C (41-80 ° F) en un lugar seco, lejos de la luz solar directa.

Tiempo de mezcla 30 "

Tiempo de procesamiento * 2'

Tiempo de endurecimiento * 6'

Dureza Shore A (1 hora) 80

Deformación por compresión 2%

Recuperación elástica 98%

Reproducción de detalle 20 µm

Cambio dimensional lineal (24 horas) 0,25%

Cambio dimensional lineal (7 días) 0.30%

Relación de mezcla Base: Catalizador 18 g: 0,31 g

* Los tiempos están previstos desde el inicio del mezclado a 23°C/73°F y 50% de humedad relativa. El intenso mezclado o amasado, las altas temperaturas y la sobredosis de gel Protesil catalizador gel LAB acelera el tiempo de polimerización. Las bajas temperaturas y la infradosificación ralentizan los tiempos de polimerización.

OBSERVACIONES IMPORTANTES: El asesoramiento que se da verbalmente, por escrito o mediante demostraciones sobre el uso de nuestros productos se basa en el estado actual de la práctica odontológica y nuestro know-how. Se considerará información no vinculante también en relación con cualquier derechos de terceros y no exime al operador profesional de verificar personalmente si el producto es adecuado para la aplicación prevista. El uso y la aplicación por parte del operador profesional se lleva a cabo sin la posibilidad de control por parte de la Compañía y por lo tanto están sujetos a la responsabilidad del operador profesional. Cualquier responsabilidad por daños se limita al valor de los bienes suministrados por la Compañía y utilizados por el operador profesional.

SOLO PARA USO PROFESIONAL